


Anti-Ap2S1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P53680

Artikelnummer: CM0015431



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen AP2S1 (AP-2-Komplex-Untereinheit Sigma), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten-AP2S1. Das Immunogen ist ein rekombinantes Protein, das die N-terminale Region abdeckt. Essentiell für die Erforschung der Clathrin-vermittelten Endozytose und des Proteintransports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	AP2S1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AP17; FBH3; HHC3; FBH0k; CLAPS2; AP2S1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1175
Gen-ID	1175
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-142 von humanem AP2S1 (NP_004060.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P53680
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel