

Anti-AP3D1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14617

Artikelnummer: CM0018013



Einführung

Anti-AP3D1-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanem und murinem AP3D1. Ideal für die Forschung am AP-3-Adapterkomplex, am lysosomalen Transport und am Hermansky-Pudlak-Syndrom.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AP3D1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ADTD; HPS10; hBLVR; AP3D1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	8943
GeneID	8943
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 520-700 des humanen AP3D1 (NP_003929.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O14617
Proteingewicht	130 kDa
Versand	Kühlakku