

Anti-AP3S2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P59780

Artikelnummer: CM0021560

Einführung

Anti-AP3S2 Kaninchen-polyklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, Maus-, Ratten-AP3S2, eine Untereinheit des AP-3-Komplexes, der am Vesikeltransport vom Golgi-Apparat zum Lysosom beteiligt ist. Für Studien zu zellulärem Transport und Lysosomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AP3S2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AP3S3; sigma3b; AP3S2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10239
Gen-ID	10239
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-193 von humanem AP3S2 (NP_005820.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P59780
Proteinmasse	22 kDa
Versand	Eisbeutel