

Anti-Apba1 Poliklonaler Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02410

Artikelnummer: CM0023631



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen APBA1 (MINT1/X11). Validiert für IHC-P, IF/ICC, ELISA in menschlichem und murinem Gewebe. Unentbehrliches Werkzeug für die Untersuchung der synaptischen Vesikelexozytose, APP-Prozessierung und NMDA-Rezeptor-Traffizierung. Zuverlässig für neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APBA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	X11; X11A; LIN10; MINT1; D9S411E; X11ALPHA; APBA1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	320
Gen-ID	320
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 240-390 des menschlichen APBA1 (NP_001154.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q02410
Proteinmasse	93 kDa
Versand	Eisbeutel