

Anti-Apbb1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O00213

Artikelnummer: CM0024557



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes APBB1 (FE65) für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreaktiv mit Maus. Ideal für die Untersuchung von DNA-Schadensantwort, Transkriptionsregulation und Signalwegen der Alzheimer-Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APBB1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RIR; FE65; MGC:9072; APBB1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	322
Gen-ID	322
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 359-708 von humanem APBB1 (NP_663722.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O00213
Proteingewicht	77 kDa
Versand	Eisbeutel