


Anti-Apc Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P25054

Artikelnummer: CM0025687



Einführung

Anti-APC polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und ratten APC (312 kDa). Geeignet für die Erforschung von Tumorsuppression, Wnt-Signalweg und Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GS; DP2; DP3; BTPS2; DESMD; DP2.5; PPP1R46; APC
Spezies	Mensch
GeneID (human)	324
GeneID	324
Immunogen	Rekombinantes Protein. Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 2600-2760 von humanem APC (NP_000029.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P25054
Proteingewicht	312kDa
Versand	Eisbeutel