


Anti-Apc Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P25054

Artikelnummer: CM0005625



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen das humane APC (Adenomatöse Polyposis Coli)-Protein, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Tumorsuppressoren und Wnt-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Rabbit mAb
Anmerkungen/Aliase	GS; DP2; DP3; BTPS2; DESMD; DP2.5; PPP1R46; APC
Spezies	Mensch
GeneID	324
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 2600-2760 des humanen APC (NP_000029.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P25054
Proteingewicht	312 kDa
Versand	Eisbeutel