


Anti-Apc Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P25054

Artikelnummer: CM0002567



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes APC (Adenomatöse Polyposis Coli), einen Tumorsuppressor im Wnt-Signalweg. Validiert für WB, IP, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für die Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	GS; DP2; DP3; BTPS2; DESMD; DP2.5; PPP1R46; APC
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	324
GenID	324
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem APC (NP_000029.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P25054
Proteinmasse	312 kDa
Versand	Eispackung