


Anti-Apcs Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P02743

Artikelnummer: CM0023156



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes APCS (Serum-Amyloid-P-Komponente) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA in menschlichen, murinen und Rattenproben. Geeignet für die Entwicklung von diagnostischen Tests und die Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APCS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SAP; PTX2; HEL-S-92n; APCS
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	325
Gen-ID	325
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-223 von humanem APCS (NP_001630.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02743
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel