

Anti-Apeh Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P13798

Artikelnummer: CM0018435

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches APEH (Acylamino-acid-releasing enzyme) gerichtet ist, geeignet für WB, IF/ICC, EL-ISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für die Untersuchung des Abbaus von N-acylierten Peptiden und der Hydrolaseaktivität von oxidierten Proteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APEH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	APH; OPH; AARE; ACPH; D3S48E; D3F15S2; DNF15S2; APEH
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	327
GenID	327
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-260 von menschlichem APEH (NP_001631.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13798
Proteingewicht	81kDa
Versand	Eisbeutel