

Anti-Apeh-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P13798

Artikelnummer: CM0025042

Einführung

Anti-APEH Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB-, IP- und ELISA-Anwendungen, mit Kreuzreaktivität bei Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf die Acylamino-acid-releasing enzyme (P13798), eine 81 kDa zytosolische Hydrolase für den Abbau von N-acylierten Peptiden. Ideal für die IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] APEH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	APH; OPH; AARE; ACPH; D3S48E; D3F15S2; DNF15S2; EH
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	327
Gen-ID	327
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-260 von humanem APEH (NP_001631.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13798
Proteingewicht	81kDa
Versand	Eisbeutel