


## Anti-Apex1/Ape1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P27695

Artikelnummer: CM0015642



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes APEX1/APE1 (SWISS P27695), geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt die 36kDa DNA-Reparatur-Nuklease/Redox-Regulator, ideal für BER-Pfad- und oxidativen Stress-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | APEX1/APE1 Kaninchen pAb                                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | APE; APX; APE1; APEN; APEX; HAP1; REF1; APEX1/APE1                                                                              |
| Spezies           | Human                                                                                                                           |
| GeneID (Human)    | 328                                                                                                                             |
| GeneID            | 328                                                                                                                             |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-318 von humanem APEX1/APE1 (NP_542380.1) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                       |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                          |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                           |
| SWISS             | P27695                                                                                                                          |
| Proteingewicht    | 36kDa                                                                                                                           |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                       |