


Anti-Apex1/Ape1 Kaninchen-Polyclonalantikörper (Ko-Validiert) Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P27695

Artikelnummer: CM0026130



Einführung

KO-validierter Kaninchen-Polyclonalantikörper gegen humanes APEX1/APE1 (AP-Endonuklease 1, REF1). Detektiert eine Bande von 36 kDa. Ideal für WB, IF/ICC, IP, ELISA in der Forschung zu oxidativem Stress und DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] APEX1/APE1 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	APE; APX; APE1; APEN; APEX; HAP1; REF1; E1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	328
Gen-ID	328
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-318 von humanem APEX1/APE1 (NP_542380.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P27695
Proteinmasse	36 kDa
Versand	Eisbeutel