

Anti-Aph1A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96Bi3

Artikelnummer: CM0018321



Einführung

APH1A Rabbit pAb ist ein kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen die Gamma-Sekretase-Untereinheit APH1A gerichtet ist. Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA mit Reaktivität gegen Mensch und Maus. Unterstützt die Forschung am Notch- und APP-Spaltungsweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APH1A Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	APH-1; APH-1A; CGI-78; 6530402N02Rik; APH1A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51107
GenID	51107
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200 bis zum C-Terminus von menschlichem APH1A (NP_001071096.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96Bi3
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel