

Anti-Apip-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Gx9

Artikelnummer: CM0028244



Einführung

Hochwertiges polyklonales Kaninchen-Antikörper gegen humanes APIP (Methylthioribulose-1-phosphat-Dehydratase). Validiert für WB, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung des Methionin-Salvage-Wegs und Apoptose-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APIP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	APIP2; CGI29; hAPIP; CGI-29; MMRP19; APIP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51074
GenID	51074
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-242 von humanem APIP (NP_057041.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96GX9
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel