


Anti-Apitd1 Kaninchen Pab - Q8N2Z9

Artikelnummer: CM0025855



Einführung

Poliklonaler Antikörper gegen menschliches APITD1 (CENPS), ein Schlüsselspieler im Fanconi-Anämie-Signalweg und der Kinetochor-Assemblierung. Validiert für WB und ELISA.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APITD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	MHF1; APITD1; CENP-S; FAAP16
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	378708
Gen-ID	378708
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-138 von menschlichem APITD1 (NP_954988.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8N2Z9
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Eisbeutel