

Anti-Aplf Kaninchen-Polyklonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Iw19

Artikelnummer: CM0020106



Einführung

Anti-APLF Kaninchen-polyklonaler Antikörper validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt menschliches APLF mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratte. Ideal für Forschung zu DNA-Schadensreparatur, Histon-Chaperon und NHEJ. 57 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APLF Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	APFL; PALF; Xip1; ZCCHH1; C2orf13; APLF
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	200558
GenID	200558
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 200-380 des menschlichen APLF (NP_775816.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q8Iw19
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel