


Anti-Aplp1 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P51693

Artikelnummer: CM0025933



Einführung

Anti-APLP1 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper validiert für Anwendungen WB, IF-P und ELISA. Erkennt APLP1 in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von postsynaptischer Funktion, neuronaler Apoptose und Alzheimer-assoziierten Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APLP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	APLP; APLP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	333
GenID	333
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 470-580 von menschlichem APLP1 (NP_005157.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51693
Proteingewicht	72 kDa
Versand	Eisbeutel