


Anti-Aplp1 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51693

Artikelnummer: CM0026913



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes APLP1 (Amyloid-Beta-Vorläufer-ähnliches Protein 1). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA; kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Neurowissenschafts- und Apoptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APLP1 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	APLP; APLP1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	333
Gen-ID	333
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 285-490 des humanen APLP1 (NP_005157.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P51693
Proteingewicht	72 kDa
Versand	Eisbeutel