

Anti-Aplp2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q06481

Artikelnummer: CM0030576



Einführung

Hochwertiger APLP2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB, IF/ICC, ELISA, kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Amyloid- und Hämostase-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APLP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	APPH, APPL2, CDEBP, APLP-2, APLP2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	334
Gen-ID	334
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 370-580 von menschlichem APLP2 (NP_001633.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q06481
Proteingewicht	87kDa
Versand	Eisbeutel