


Anti-Apoa1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P02647

Artikelnummer: CM0014824



Einführung

Anti-APOA1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes APOA1 mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Lipidstoffwechsel, Atherosklerose und kardiovaskulären Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APOA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HPALP2; apo(a); APOA1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	335
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 25-267 von humanem APOA1 (NP_000030.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P02647
Protein-Gewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel