

Anti-Apoa4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P06727

Artikelnummer: CM0028556



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes APOA4, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung im Bereich Lipidstoffwechsel und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APOA4 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	APOA4
Spezies	Human
GeneID (Human)	337
GeneID	337
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 227-396 des humanen APOA4 (NP_000473.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P06727
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Eisbeutel