

Anti-Apoa4 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P06727

Artikelnummer: CM0007370



Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes APOA4. Validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für Forschung zum Lipidstoffwechsel, Untersuchungen zum Cholesterintransport und die Entwicklung von Diagnostika. Funktioniert mit humanen Proben. Hochaffiner Antikörper, der gegen Aminosäuren 21-396 gerichtet ist. Erkennt ein Protein von ca. 45 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APOA4 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	APOA4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	337
Gen-ID	337
Immunogen	Rekombinantes Protein (rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-396 des humanen APOA4 (NP_000473.2) enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06727
Proteinmasse	45 kDa
Versand	Eisbeutel