

Anti-Apoa5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Q788

Artikelnummer: CM0018252

Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes APOA5, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes und murines APOA5, einen wichtigen Regulator des Triglyceridstoffwechsels. Geeignet für die Lipidforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APOA5-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	RAP3; APOAV; APOA5
Spezies	Mensch
Gen-ID	116519 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 207-366 des humanen APOA5 (NP_443200.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q6Q788
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Eisbeutel