


Anti-Apob-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04114

Artikelnummer: CM0023089



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes APOB (apoB-100/apoB-48). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-APOB. Ideal für die Erforschung des Lipidstoffwechsels, der Atherosklerose und kardiovaskulärer Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APOB-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FLDB; FCHL2; LDLQC4; apoB-48; apoB-100
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	338
GeneID	338
Immunogen	Rekombinantes Protein / rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1890-2190 des humanen APOB (NP_000375.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04114
Proteingewicht	516 kDa
Versand	Kühlakku