


Anti-Apob Polyklonaler Kaninchen-Antikörper (Wb, If/Icc, Elisa) - P04114

Artikelnummer: CM0018369



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Apolipoprotein B (ApoB), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-ApoB mit einem Proteingewicht von 516 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ApoB polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	FLDB, FCHL2, LDLCQ4, apoB-48, apoB-100, ApoB
Spezies	Human
GeneID (Human)	338
GeneID	338
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 28-330 des humanen ApoB enthält (NP_000375.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P04114
Proteingewicht	516 kDa
Versand	Kühlakku