


Anti-Apobec2 Kaninchen-Pak Für Wb Und Elisa - Q9Y235

Artikelnummer: CM0020431



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes APOBEC2 (ARP1/ARCD1), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für epigenetische und Muskelbiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APOBEC2 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	ARP1; ARCD1; APOBEC2
Spezies	Mensch
Gen-ID (menschlich)	10930
Gen-ID	10930
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-224 von humanem APOBEC2 (NP_006780.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y235
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel