

## Anti-Apobec3A-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - P31941

Artikelnummer: CM0018449



### Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes APOBEC3A (A3A) für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt ein 23-kDa-DNA-editierendes Enzym, das an der antiviralen Abwehr und der Einschränkung von Retrotransposons beteiligt ist. Kreuzreaktivität mit humanem APOBEC3A.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | APOBEC3A-Kaninchen-pAb                                                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | A3A; ARP3; PHRBN; bK150C2.1; APOBEC3A                                                                                                          |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                         |
| GeneID (Mensch)   | 200315                                                                                                                                         |
| GeneID            | 200315                                                                                                                                         |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-199 des humanen APOBEC3A (NP_663745.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                      |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                         |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                                         |
| SWISS             | P31941                                                                                                                                         |
| Proteingewicht    | 23 kDa                                                                                                                                         |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                                       |