


Anti-Apobec3B Monoklonaler Antikörper Für Wb - Q9Uh17

Artikelnummer: CM0006634



Einführung

Hochwertiger Anti-APOBEC3B Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit menschlichem APOBEC3B, einer DNA-Desaminase, die an der antiviralen angeborenen Immunität und der Restriktion von Retrotransposons beteiligt ist. Rekombinantes Immunogen (aa 120-220).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APOBEC3B Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	A3B; ARP4; ARCD3; PHRBNL; APOBEC1L; bK150C2.2; DJ742C19.2; APOBEC3B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9582
Gen-ID	9582
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UH17
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel