


Anti-Apobec3B Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uh17

Artikelnummer: CM0029726



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes APOBEC3B gerichtet ist, eine DNA-Cytidin-Desaminase, die an der antiviralen Abwehr beteiligt ist. Validiert für WB und ELISA. Rekombinantes Immunogen, 46 kDa. Ideal für Forschung zur Retrovirus-Replikation und Wirtsimmunität.

[Mehr erfahren](#)