


Anti-Apobec3C Polyclonaler Antikörper Für Wb - Q9Nrw3

Artikelnummer: CM0015399



Einführung

Anti-APOBEC3C kaninchenpolyclonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Erkennt humanes APOBEC3C, eine DNA-Cytidin-Desaminase, die Retroviren und Retrotransposons hemmt. Geeignet für Forschung zur antiviralen Immunität und Epigenetik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APOBEC3C Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	A3C; PBI; ARP5; ARDC2; ARDC4; APOBEC1L; bK150C2.3; APOBEC3C
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	27350
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-190 von humanem APOBEC3C (NP_055323.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NRW3
Proteinmasse	23 kDa
Versand	Eisbeutel