

Anti-Apobec3D Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Ak3

Artikelnummer: CM0012837

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes APOBEC3D, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Retrovirus-Restriktion und der angeborenen Immunität. Unterstützt durch die Expertise von CamelBio bei der Bereitstellung von IVD-Rohmaterialien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	APOBEC3D Kaninchen-pAk
Anmerkungen/Alias	A3D; A3DE; ARP6; APOBEC3E; APOBEC3DE; APOBEC3D
Spezies	Human
GeneID (Human)	140564
GeneID	140564
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 207-386 von humanem APOBEC3D (NP_689639.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96AK3
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel