

Anti-Apobec3G-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hc16

Artikelnummer: CM0013480



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-APOBEC3G-Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt die 46-kDa-Cytidineaminase mit antiviraler Aktivität; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Restriktion von Retroviren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APOBEC3G-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	A3G; ARCD; ARP9; ARP-9; CEM15; CEM-15; MDS019; bK150C2.7; dJ494G10.1; APOBEC3G
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	60489
GeneID	60489
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 60-330 des humanen APOBEC3G (NP_068594.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9HC16
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Kühlakku