

## Anti-Apobec3G-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hc16

Artikelnummer: CM0017344



### Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-APOBEC3G-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-APOBEC3G, einen wichtigen Faktor der angeborenen Immunität, der HIV-1 und andere Retroviren hemmt.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | APOBEC3G Rabbit pAb                                                            |
| Bemerkungen/Alias | A3G; ARCD; ARP9; ARP-9; CEM15; CEM-15; MDS019; bK150C2.7; dJ494G10.1; APOBEC3G |
| Spezies           | Mensch                                                                         |
| GeneID (Mensch)   | 60489                                                                          |
| GeneID            | 60489                                                                          |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid                                                           |
| Quelle            | Kaninchen                                                                      |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                         |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                       |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                            |
| SWISS             | Q9HC16                                                                         |
| Proteingewicht    | 46 kDa                                                                         |
| Versand           | Eisbeutel                                                                      |