

Anti-Apoc1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - P02654

Artikelnummer: CM0027119



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Apolipoprotein C-I (APOC1), validiert für IHC-P und ELISA-Anwendungen. Erkennt menschliches und Ratten-APOC1, einen Schlüsselregulator des Plasmalipidstoffwechsels. Geeignet für kardiovaskuläre und Lipoprotein-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APOC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Apo-CI, ApoC-I, apo-CIB, apoC-IB, APOC1
Spezies	Mensch
Gen-ID	341
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-83 von humanem APOC1 (NP_001636.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P02654
Proteingewicht	9kDa
Versand	Eisbeutel