


Anti-Apoc2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P02655

Artikelnummer: CM0020026



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Apolipoprotein C-II (APOC2). Validiert für WB- und ELISA-Anwendungen mit Kreuzreaktivität zu Mensch und Ratte. Ideal für die Lipidstoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APOC2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	APO-CII; APOC-II; APOC2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	344
Gen-ID	344
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-101 von humanem APOC2 (NP_000474.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P02655
Protein-Gewicht	11kDa
Versand	Eistasche