

Anti-Apoe Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P02649

Artikelnummer: CM0009084



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Anti-APOE-Antikörper aus Kaninchen, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt das menschliche APOE-Protein (36 kDa), das am Lipidtransport und der Alzheimer-Forschung beteiligt ist. Ideal für IVD und Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APOE Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	AD2, LPG, APO-E, ApoE4, LDLCQ5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	348
GenID	348
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend Aminosäuren 19-317 von humanem APOE (NP_000032.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P02649
Proteinmasse	36 kDa
Versand	Eisbeutel