

Anti-Apoe Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P02649

Artikelnummer: CM0024637



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Maus-Apoe, geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit menschlichem APOE. Ideal für die Forschung zu Fettstoffwechsel, Cholesterintransport und neurologischen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Apoe Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	Apo-E; Apoe
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	348
GenID	11816
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P02649
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel