

Anti-Apoe Kaninchen-Polyclonal Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P02649

Artikelnummer: CM0014701



Einführung

Anti-APOE Kaninchen-Polyclonal Antikörper validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-APOE. Ideal für Forschung zu Lipidmetabolismus, Alzheimer-Erkrankung, kardiovaskulären und neurologischen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APOE Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	AD2; LPG; APO-E; ApoE4; LDLQC5; APOE
Art	Mensch
GenID	348
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 41-307 von humanem APOE (NP_000032.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02649
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel