


Anti-Apoer2/Lrp8 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14114

Artikelnummer: CM0004609



Einführung

Hochaffiner kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches ApoER2/LRP8 gerichtet ist, geeignet für Western Blot und ELISA.

Erkennt menschliches, murines und rattes LRP8. Ideal für die Forschung an Reelin-Signalisierung, neuronaler Entwicklung und viralem Eintritt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ApoER2/LRP8 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MC11; LRP-8; APOER2; HSZ75190; ApoER2/LRP8
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7804
Gen-ID	7804
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 864-963 von menschlichem ApoER2/LRP8 (Q14114) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14114
Proteingewicht	106kDa
Versand	Eisbeutel