

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Apoer2/Lrp8-Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - Q14114

Artikelnummer: CM0015479



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ApoER2/LRP8, validiert für WB, IF, IHC und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratte. Ideal zur Untersuchung der Reelin-Signalübertragung und des Viruseintritts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ApoER2/LRP8-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MC11; LRP-8; APOER2; HSZ75190; ApoER2/LRP8
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7804
GeneID	7804
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 900 bis zum C-Terminus des humanen ApoER2/LRP8 (NP_004622.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q14114
Proteingewicht	106 kDa
Versand	Kühlakku