


Anti-Apoh-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P02749

Artikelnummer: CM0013546



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-APOH-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt Beta-2-Glykoprotein 1 (Apo-H) in menschlichen und Mausproben, einen wichtigen Regulator der Blutgerinnung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APOH-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	BG; B2G1; B2GP1; APOH
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	350
GeneID	350
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 21-345 des menschlichen APOH (NP_000033.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P02749
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Kühlakku