

## Anti-Apol1 Polyclonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - O14791

Artikelnummer: CM0031083



### Einführung

Kaninchen-poliklonaler Anti-APOL1-Antikörper validiert für IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanem und Ratten-APOL1 (44 kDa). Unentbehrlich für die Untersuchung von Lipidtransport, Cholesterinstoffwechsel und der Funktion des Trypanosomen-lytischen Faktors.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | APOL1 Kaninchen pAb                                                                                                          |
| Anmerkungen/Alias | APOL; APO-L; FSGS4; APOL-I; APOL1                                                                                            |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                       |
| Gen-ID (Mensch)   | 8542                                                                                                                         |
| Gen-ID            | 8542                                                                                                                         |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 179-398 von humanem APOL1 (NP_003652.2) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie         | Polyclonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung         | IHC-P, ELISA                                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Ratte                                                                                                                |
| SWISS             | O14791                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 44kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                    |