

## Anti-Apol1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O14791

Artikelnummer: CM0012273



### Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes APOL1, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. APOL1 ist am Lipidtransport und an der Lyse von Trypanosomen beteiligt und eignet sich ideal für die Erforschung des Stoffwechsels und von Infektionskrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | APOL1-Kaninchen-mAb                                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | APOL; APO-L; FSGS4; APOL-I; APOL1                                                                                 |
| Art               | Mensch                                                                                                            |
| GeneID (Mensch)   | 8542                                                                                                              |
| GeneID            | 8542                                                                                                              |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 303-398 des humanen APOL1 (O14791) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                         |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                            |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                            |
| SWISS             | O14791                                                                                                            |
| Proteingewicht    | 44 kDa                                                                                                            |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                          |