

Anti-Apolipoprotein A2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P02652

Artikelnummer: CM0014641

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Apolipoprotein A2 (ApoA-II), validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/Immunzytochemie und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für die Erforschung des HDL-Stoffwechsels, des Lipidtransports und von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Apolipoprotein A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	apoAII; Apo-AII; ApoA-II; Apolipoprotein A2
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	336
GeneID	336
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen Apolipoprotein A2 (NP_001634.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02652
Protein-Gewicht	17kDa
Versand	Eistasche