

Anti-Apolipoprotein A2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P02652

Artikelnummer: CM0009060

Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches Apolipoprotein A2 (apoA-II) gerichtet ist und für WB, IF-P, ELISA validiert wurde. Erkennt menschliches, murines und rattiges ApoA2. ApoA2 ist ein wichtiges HDL-Apolipoprotein, das am Lipidtransport und -stoffwechsel beteiligt ist, was diesen Antikörper ideal für kardiovaskuläre und metabolische Forschung macht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Apolipoprotein A2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	apoAII; Apo-AII; ApoA-II; Apolipoprotein A2
Spezies	Mensch
GenID	336
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-110 von menschlichem Apolipoprotein A2 (NP_001634.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02652
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel