


Monoklonaler Anti-Apolipoprotein-B-(ApoB)-Antikörper Für Wb Und Elisa - P04114

Artikelnummer: CM0008118



Einführung

Kaninchen-monoklonaler ApoB-Antikörper, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratte. Erkennt humanes ApoB (516 kDa), das wichtigste LDL-Protein, das die Rezeptorbindung und den Cholesterintransport vermittelt. Ideal für die kardiovaskuläre Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ApoB-Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	FLDB; FCHL2; LDLQC4; apoB-48; apoB-100; ApoB
Art	Mensch
Gen-ID	338
Immunogen	Synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 50-150 des humanen ApoB (P04114)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P04114
Proteingewicht	516 kDa
Versand	Kühlakku