


Anti-Apolipoprotein C3 Polyclonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - P02656

Artikelnummer: CM0017647



Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen humanes Apolipoprotein C3 (APOC3), validiert für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Lipidstoffwechsel und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Apolipoprotein C3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Apo-C3; ApoC-3; APOCIII; Apolipoprotein C3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	345
Gen-ID	345
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-99 des humanen Apolipoprotein C3 (NP_000031.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02656
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Eisbeutel