


Anti-Apolipoprotein D (Apod) Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - P05090

Artikelnummer: CM0019262



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Apolipoprotein D (APOD), validiert für IHC-P und ELISA. Geeignet für Forschung zu Lipidtransport, Lipoproteinmetabolismus und neurologischen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	APOD Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	APOD
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	347
GenID	347
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-189 des humanen APOD (NP_001638.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P05090
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel