


Anti-Apolipoprotein E (ApoE) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P08226

Artikelnummer: CM0030477



Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen Maus-Apolipoprotein E (ApoE). Geeignet für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Lipidstoffwechsel und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ApoE Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Apo-E
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	348
GeneID	11816
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-200 des Maus-ApoE (NP_033826.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P08226
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel